

NOTICE TECHNIQUE

Stérilisateur UV Multifonction AP120



Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

devez pas toucher l'eau ou l'appareil, et retirez immédiatement la fiche de la prise de courant.

ATTENTION :

Utiliser une prise de courant avec un interrupteur de protection contre les fuites.

AVERTISSEMENT :

NE JAMAIS REGARDER LA LUMIÈRE VIOLETTE À L'ŒIL NU.

Chaque fois qu'un produit électrique est utilisé, surtout s'il y a des enfants à proximité, il convient de respecter la précaution suivante :

1. Après avoir terminé, retirez immédiatement la fiche de la prise de courant.
2. Cet appareil ne peut pas être utilisé ou stocké dans la salle de bain et dans d'autres endroits humides.
3. La ligne électrique ne doit pas être prolongée de quelque manière que ce soit.
4. Une fois la fiche insérée dans la prise de courant, l'utilisateur ne doit pas laisser l'appareil seul ou l'ignorer. En même temps, il doit veiller à ce que les enfants ne s'approchent pas de l'appareil.
5. Il ne peut pas être plongé dans l'eau ou dans un autre liquide. S'il tombe dans l'eau, vous ne



Après le temps de désinfection, **débrancher systématiquement l'appareil.**

Le SAV ne sera pas pris en charge suite à une mauvaise utilisation.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrez le couvercle et mettez le matériel à désinfecter dans le stérilisateur. Fermez le couvercle.
2. Branchez le cordon d'alimentation, et mettez l'appareil sous tension en appuyant sur l'interrupteur situé sur le côté ou à l'arrière de l'appareil.
3. Lorsque la lumière violette est allumée, l'appareil commence à fonctionner.
4. Attendez le temps de désinfection recommandé. Dès que le matériel est prêt à l'emploi, éteignez le courant et débranchez l'appareil.
5. Ouvrez le stérilisateur et sortez les outils pour les utiliser.

TEMPS DE DÉSINFECTION :

Temps recommandé : 20 minutes
Temps maximum : 45 minutes